



ReMedium

Kwas Hialuronowy

Nowa odmiana semi-permanentnego
wypełniacza na **bazie kwasu hialuronowego**



@ReMediumPolska

#BezpiecznyZastrzykPiękna dołącz do akcji!

#BezpiecznyZastrzykPiękna to akcja społeczno-edukacyjna, której celem jest promocja bezpiecznych zabiegów z zakresu kosmetologii oraz medycyny estetycznej! Pragniemy wspierać specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu oraz nieustannym szkoleniom wykonują z sukcesem i zadowoleniem swoich klientów i klientek szeroką gamę usług beauty. Jeśli chcesz wziąć udział w akcji oraz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak dbać o bezpieczeństwo w gabinecie piękności, **dołącz do grupy** oraz sprawdź **nasze nakładki** na profil na Facebooku!



Nakładki na profil



Tabliczki z akcją

Adres Grupy:

[Facebook.com/BezpiecznyZastrzykPiekna](https://www.facebook.com/BezpiecznyZastrzykPiekna)

Co to znaczy bezpieczny?

Produkty ReMedium są bezpieczne, ponieważ posiadają:

- ✓ Deklarację zgodności z klasą wyrobu i dyrektywą medyczną.
Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów dyrektywy 93/42/ECC w sprawie wyrobów medycznych
- ✓ Certyfikat CE - dokument wystawiany przez Jednostkę Notyfikowaną WE zaswiadczający, że towar **jest oznakowany znakiem CE**
- ✓ Instrukcję użytkowania w języku polskim i angielskim dostosowaną pod obowiązujące prawo.

A ponadto:

- ✓ Zostały zgłoszone do **URPL** – Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dzięki temu są w pełni legalne i bezpieczne.

Ten znak znajdziesz
na pudełku ReMedium!



Innowacja w technologii kwasu hialuronowego



ReMedium Fine



ReMedium Mid



ReMedium Sub-Q



**TRWAŁY.
BEZPIECZNY.
USUWALNY.**

Trwały wypełniacz?


Opatentowana technologia MCL

MCL - Multi Staged Crosslinking | Wielostopniowe Usieciowanie


Wysoka lepkość została uzyskana poprzez opatentowany proces technologii produkcji mikrogranulek na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego.




Istniejąca technologia sieciowana




Ultradrobne granulki podzielone na cząsteczki kwasu hialuronowego



Nowa granulka powstała z połączenia ultradrobnych cząsteczek



Kolejna cząsteczka powstała z połączenia ultradrobnych cząsteczek



ReMedium

Technologia w obecnych wypełniaczach na bazie kwasu hialuronowego. Podstawowe lub dodatkowe usieciowanie może różnić się w zależności od firmy.

Trwały wypełniacz?


Opatentowana technologia MCL

MCL - Multi Staged Crosslinking | Wielostopniowe Usieciowanie

Dzięki wysokiej spójności oraz lepkości ReMedium nie jest łatwy do rozpuszczenia przez hialuronidazę występującą naturalnie w ciele człowieka (**Długotrwały mechanizm**).



ReMedium w postaci półtwardego żelu




Test lepkości. Zdjęcia wykonane po 4 minutach

Trwały wypełniacz?

Opatentowana technologia MCL

MCL - Multi Staged Crosslinking | Wielostopniowe Usieciowanie

Opracowany produkt o wysokiej spójności oraz lepkości poprzez wysoki stopień usieciowania a zarazem bardzo drobnym rozmiarze cząsteczek, zapewnia podatność na plastyczność, trwałość oraz kształt po przeprowadzonym zabiegu.




Porównanie z standardowymi produktami, w których producent deklaruje zawartość długotrwałego wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego.

Większość firm deklaruje, że z powodzeniem wyprodukowało długotrwały wypełniacz poprzez podwyższenie wskaźnika usieciowania. Jednak ze względu na ograniczenia w technologii sieciowania, produkty te mają jedynie zwiększoną lepkość i rozmiar cząstek. To nie przyczynia się do pożądanego, długotrwałego efektu wypełniania kwasem HA. Ponadto produkty, które mają tylko podwyższoną lepkość, nie wykazują dobrej łatwości w formowaniu.

Bezpieczny & Usuwalny


Produkt jest bezpieczny bez jakichkolwiek chemicznych modyfikacji w strukturze kwasu nawet po poddaniu procesom usieciowania.



Wzór długości fali ReMedium pozostaje taki sam w surowej postaci, co wskazuje na brak zmian właściwości fizycznych

Test Hialuronidazy


ReMedium idealnie poddaje się procesowi Hialuronidazy



Najlepsza wydajność substancji hydrofilowych

Nasz produkt zapewnia doskonały efekt powiększenia dzięki wysokiej wydajności substancji hydrofilowych oraz stabilnej strukturze cząsteczek nawet w przypadku wysokiego wskaźnika usieciowania.

Porównanie utrzymania poziomu nawilżenia



Wirowanie na poziomie 3000 obrótów na minutę przez 30 minut, 500 ml wody dodanej do próbki 1ml

- ▶ **Uzyskano lepszy efekt powiększenia porównując do takiej samej ilości innych wypełniaczy.**
- ▶ **Doskonały efekt powiększenia oraz plastyczność nawet przy użyciu małej ilości**

ReMedium



ReMedium Fine



ReMedium Mid



ReMedium Sub-Q

Stężenie HA

20 mg/ml

20 mg/ml

20 mg/ml

Objętość

1 ml x cm³

1 ml x cm³

1 ml x cm³

Igła
cieńkościenna

30G 13mm

27G 13mm

25G 13mm

Wskaźnik
usieciowania



Obszar
i zalecane
działania

Śródskórnie
- Dolina łez
- Usta na Płasko
(efekt natural i medium)

- Śródskórnie
- Usta Russian Lips
- Usta Volume

- Śródskórnie
- Wolumetria twarzy

#BezpiecznyZastrzykPiękna

Wyjątkowe dodatki do każdego zamówienia!



Paszport Piękna

Podręczny notesik dla klientki. Zapisuj wszystkie potrzebne informacje na temat przeprowadzonych zabiegów



Kolorowe Naklejki

Dodawane do każdego zamówienia. Naklejki różnią się w zależności od zamówionego produktu



Wysyłka na terenie Europy

Napisz i poznaj ofertę przesyłek międzynarodowych z Polski do krajów Europy.



Platforma edukacyjna

Korzystaj z bezpłatnych szkoleń dla specjalistów aktywnie korzystających z produktów ReMedium!

ReMedium

#BezpiecznyZastrzykPiękna

ReMedium ukończyło badania kliniczne w marcu 2009 (Narodowy Szpital Uniwersytecki w Seulu) oraz uzyskało zgody eksportowe. Jest to delikatny produkt mający 5-letnie doświadczenie kliniczne w Japonii gdzie zweryfikowano jego bezpieczeństwo oraz trwałość. Obecnie zgody są przetwarzane w 18 krajach.



Certyfikowany (CE).

Legalny.

Bezpieczny.

**Dla specjalistów
medycyny
estetycznej.**

Jedyny oficjalny importer w Polsce

Grupa Wizmed Sp. z o.o

ul. Jagiellońska 85/14

70-437 Szczecin

Email: sklep@remedium.shop